

NSC-W20

Code GTIN : 3701779800262

Famille : Pédalier

Usage revendiqué : Dispositif conçu pour favoriser l'activité physique légère des membres inférieurs ou supérieurs chez les personnes à mobilité réduite, en convalescence ou âgées. Il est destiné à un usage en intérieur, en position assise, dans un environnement sec tel que le domicile ou un espace de rééducation. Son utilisation est strictement réservée à une pratique au sol.

Dispositif Médical Classe I

Garantie 2 ans

Contactez-nous



+33 5 32 62 96 64



contact@neuss.care



www.neuss.care

NeussCare

— HOME —

Description

Pédalier est conçu pour permettre une activité physique douce et régulière à domicile, en position assise. Il est idéal pour stimuler la circulation sanguine, entretenir la mobilité articulaire et renforcer les muscles des jambes. Compact et facile à installer, il convient parfaitement aux personnes âgées, en rééducation ou souhaitant maintenir une activité physique à faible impact. Une molette centrale permet de régler la résistance selon l'effort souhaité, pour s'adapter aux capacités de chaque utilisateur. Les pieds du pédalier sont munis de patins antidérapants qui assurent une parfaite stabilité au sol, même lors d'un usage prolongé. Léger et facile à déplacer, il se range aisément après utilisation.

Dimensions et structure

- Longueur : 544 mm
- Largeur : 395 mm
- profondeur : 395 mm
- Poids net : 2 Kg

Caractéristiques

- Dispositif compact pour l'exercice des jambes ou des bras
- Résistance réglable manuellement via molette centrale
- Structure en acier léger avec finition antirouille
- Pédales avec sangles de maintien pour un meilleur appui du pied ou de la main
- Patins antidérapants à la base



GARANTIE
2 ANS

CE