

NSC-W20B

Code GTIN : 3701779800286

Famille : Pédalier

Usage revendiqué : Dispositif conçu pour favoriser l'activité physique légère des membres inférieurs ou supérieurs chez les personnes à mobilité réduite, en convalescence ou âgées. Il est destiné à un usage en intérieur, en position assise, dans un environnement sec tel que le domicile ou un espace de rééducation. Son utilisation est strictement réservée à une pratique au sol.

Dispositif Médical Classe I

Garantie 2 ans

Contactez-nous



+33 5 32 62 96 64



contact@neuss.care



www.neuss.care

Neuss
— HOME — Care

Description

Pédalier est conçu pour permettre une activité physique douce et sécurisée en position assise, idéal pour les personnes souhaitant entretenir leur mobilité ou renforcer leur tonus musculaire à domicile. Il est équipé d'un écran LCD facile à lire, permettant de suivre en temps réel les principales données d'entraînement : durée et nombre de tours. Pour garantir une sécurité maximale, le pédalier est exclusivement prévu pour une utilisation assise, évitant tout risque de chute. Sa structure stable est renforcée par des patins adhésifs positionnés sous les pieds, assurant une excellente tenue au sol, même sur surfaces lisses. Compact, silencieux et facile à ranger, utilisable aussi bien pour les jambes que pour les bras.

Dimensions et structure

- Longueur : 544 mm
- Largeur : 355 mm
- profondeur : 470 mm
- Poids net : 2,6 Kg

Caractéristiques

- Dispositif compact pour l'exercice des jambes ou des bras
- Résistance réglable manuellement via molette
- Pédales avec sangles de maintien pour un meilleur appui du pied ou de la main
- Patins antidérapants à la base



GARANTIE
2 ANS

